



MALÁRIA - ANTICORPOS IGG E IGM

Material: soro

Sinônimo: Pesquisa de anticorpos contra malária

Volume: 2,0 mL

Método: ELISA

Volume Lab.: 2,0 mL

Rotina: 3ª feira

Temperatura: Refrigerado

Coleta: Coletar em tubo sem anticoagulante, separar o soro, refrigerar e enviar.

Código SUS:

Código CBHPM:

Interpretação:

Pesquisa de anticorpos IgG e IgM contra Plasmodium spp.

Referência:

Negativo: <9,0

Indeterminado: 9,0 - 11,0

Positivo: >11,0