

Material: Citopatológico

Sinônimo: Citopatológico vaginal oncótico e microflora

Volume: 1 lâminas

Método: Coloração de Papanicolaou

Volume Lab.: 1 lâminas

Rotina: Diária

Temperatura: Ambiente

Coleta: Confeccionar 1 lâminas e enviar ao laboratório. Devem ser enviados dados clínicos do paciente. Deve ser tomado cuidado com a fixação do material (deve ser colhido e imediatamente imerso em álcool 95%)

Importante :

A espátula deve ser firmemente raspada sobre a mucosa do colo uterino de forma a retirar material suficiente, sem causar sangramento traumático, excessivo. O esfregaco deve ser feito sob a forma de fina lamina de secreção. Deve ser evitada a formação de grumos e/ou áreas espessas. Igualmente deve ser evitado esfregaco muito fino, muito ralo. Caso isto aconteça, as coletas devem ser repetidas de pronto. Uma vez feitos, os esfregacos devem ser imediatamente fixados em álcool a 95 % ou com a substância fixadora.

TÉCNICA DE FIXAÇÃO DE PAPA (CITOLOGIA VAGINAL) EM ALCOOL 95%

- 1) Deixar sobre a mesa somente 1 lâmina para a coleta
- 2) Identificar a lâmina na parte fosca somente com lápis preto com as iniciais do nome da paciente antes da coleta. Ex. A M E
- 3) Coletar primeiro a parte ectocervical e fazer o esfregaco no primeira parte da lâmina
- 4) Coletar a parte endocervical com a escova e fazer o esfregaco na parte final da lâmina
- 5) colocar a lâmina com o esfregaco vaginal no álcool 95% imediatamente após a coleta.

6) Deixar no álcool 95% ou 96% no mínimo por 1 hora.

7) Retirar a lâmina do álcool e deixar secar a temperatura ambiente.

8) colocar em um frasco seco devidamente etiquetado e enviar ao laboratório.

Obs: coletar o esfregaço somente em um única lâmina, colocar no álcool imediatamente após a coleta (esta etapa tem que ser rápida, não podendo demorar mais que 30 segundos para fazer a coleta da parte ectocervical e endocervical).

identificação da lâmina - iniciais do nome e a lápis

Procurar pedir para os laboratório e consultório evitarem de usar caneta nas etiquetas, usar lápis para não borrar.

Código SUS:

Código CBHPM: 0.00.00.00-0

Interpretação:

Referência: