



ANTI - BETA2 GLICOPROTEINA

Material: soro

Sinônimo: ANTI BETA2 GLICOPROTEINA

Volume: 3.0 mL

Método: Fluorimetria

Volume Lab.: 3.0 mL

Rotina: 2ª 4ª 6 e feira

Temperatura: Refrigerado

Coleta: Jejum não obrigatório.

Código SUS:

Código CBHPM: 0.00.00.00-0

Interpretação:

Anticorpos contra essa proteína estão presentes em cerca de 75% a 80% dos pacientes com síndrome antifosfolípide e se mostram mais específicos e reprodutíveis que os tradicionais anticorpos anticardiolipina, tendo sido, por isso, recentemente incluídos nos critérios de classificação dessa síndrome. Em até 10% dos casos de SAF, os anticorpos anti-β2-glicoproteína I (anti-β2-GPI) são os únicos marcadores diagnósticos presentes.

Esses anticorpos também podem ocorrer transitoriamente na vigência de determinadas infecções e após o uso de certos medicamentos. Portanto, para considerar o diagnóstico da SAF, é necessária a detecção desses auto-anticorpos em duas ocasiões distintas, com um intervalo de, pelo menos, 12 semanas.

Referência:

Anti - Beta 2 Glicoproteína I IgG:

Não Reagente : < 7,00 U/mL

Inconclusivo : 7,00 a 10,00 U/mL

Reagente : > 10,00 U/mL

Anti - Beta 2 Glicoproteína I IgM:

Não Reagente : < 7,00 U/mL

Inconclusivo : 7,00 a 10,00 U/mL

Reagente : > 10,00 U/mL

